



- Instalacja programu (kroki 1-5)

1. Po otwarciu instalatora, kliknij „Next”.




2. Zaakceptuj licencję, zaznaczając „I agree” i kliknij „Next”.




3. Kliknij „Next”.


Jeśli zamiast tego pojawia się przycisk „Download”, kliknij go, a następnie kliknij „Next”.



4. Z rozwijanego menu wybierz polski (Polish), a następnie kliknij „Next”. W innym przypadku program będzie w języku angielskim - późniejsza zmiana języka będzie wymagała będzie ponownej instalacji.



5. Instalacja zakończona, kliknij „Close”.



*Program OnDemand 3D Communicator nie jest kompatybilny z poprzednią wersją oprogramowania.